

IMPERMA IMPERMA SOFT

Besseren Schutz für Matratzen,
Kissen und Decken mit
dem neuen IMPERMA-
Schutzbezug ohne Beschichtung

HYGIENE UND PROPHYLAXE

HYGIENE

- Tests in Krankenhäusern, Hotels sowie in Privathaushalten zeigen, dass vor allem Matratzen, Decken und Kissen häufig verunreinigt sind. Während die Fixleintücher und Bezüge regelmässig gewechselt werden, werden die Matratzen und Kissen/Duvets oft vernachlässigt. Doch Körperausdünstungen, Blut, Urin und vieles mehr sind nicht nur auf den Textilien, sondern genauso in der Matratze und in den Kissen/Decken vorhanden. Hinzu kommt noch Milbenkot. Alles in allem ein Nährboden für Bakterien.
- Besonders sensibel reagieren **Allergiker**. Seit einigen Jahren werden verschiedene Matratzenschoner angeboten, welche sich in einem jedoch gleichen: Es sind alles beschichtete Gewebe oder Gewirke.
- **Bei einer Beschichtung ergibt sich folgendes Dilemma:** Eine Beschichtung verstopft naturgemäss die Zwischenräume des Gewebes und bringt zwar so die gewünschte Flüssigkeitsdichte, aber keine oder eine zu geringe Luftdurchlässigkeit. Durch bestimmte Verfahren wird dieser Mangel gemindert, und eine geringe Luftdurchlässigkeit konnte in verschiedenen Produkten erreicht werden. Ungelöst bleibt aber, dass viele Beschichtungen sich lösen, verspröden oder Chloride enthalten. Dazu kommt, dass Beschichtungen aus einem Cocktail von Chemikalien bestehen und so eine Gefahr für Allergiker darstellen.

IMPERMA –
für den Spital-/Heimbereich

IMPERMA bietet Ihnen die **Lösung**. Denn IMPERMA garantiert dank seiner speziellen Beschaffenheit ohne jegliche Beschichtung den optimalen Schutz. IMPERMA erhöht die **Lebensdauer von Matratzen, Kissen und Duvets** und trägt erheblich zur Hygiene bei. Besonders wichtig für Betten mit oft wechselnden Personen und für Betten, die eine besondere **Hygiene** erfordern (Arztpraxen, Krankenhäuser, Altersheime, Hotels, Kinder- und Allergikerbetten).

Matratzen und Duvets werden in Zukunft nicht mehr von allerlei Flecken und Gerüchen gekennzeichnet sein. Einfach IMPERMA mit Desinfektionsmittel abwischen und der Bezug ist wieder einsatzbereit. Und da IMPERMA hochatmungsaktiv ist, kann sich kein Schimmel bilden.

Das **rechnet sich** also **doppelt** für Hoteliers, Spital- und Heimleitungen: Geringerer Arbeitsaufwand durch weniger häufiges Wechseln und erhöhte Lebensdauer von Matratzen, Decken und Kissen.

IMPERMA SOFT –
für Hotels und Haushalt

IMPERMA

IMPERMA SOFT

HYGIENE UND PROPHYLAXE

TECHNISCHE DATEN

IMPERMA

- 100% Polyester, ca. 80g/ m²
- Flüssigkeitsdichte 4 / Wassersäule: 770mm, d.h. 77,0 mbar
- Die Dichtigkeit wird durch regelmässiges Waschen und Trocknen erhalten
- Luftdurchlässigkeit: > 3000g/m²/24h
- temperaturfest bis 135°C
- resistent gegen Bakterien und Desinfektionsmittel sowie alle in der Medizin üblichen Flüssigkeiten

IMPERMA SOFT

- 100% Polyester, ca. 120g/m²
- Wassersäule: 400mm, d.h. 40,0 mbar
- Die Dichtigkeit wird durch regelmässiges Waschen und Trocknen erhalten
- Luftdurchlässigkeit: > 3000g/m²/24h
- temperaturfest bis 135°C
- resistent gegen Bakterien und Desinfektionsmittel sowie alle in der Medizin üblichen Flüssigkeiten

Um die Dichtigkeit zu erhalten, muss dieses Produkt in gewissen Abständen, in Spitälern und Hotels z.B. nach 3 Nutzungen, gewaschen und heiss, möglichst bei 135°C, getrocknet werden.

Nicht optimal ist IMPERMA lediglich im Einsatz bei Schwerstpflegebedürftigen, d.h. bei lang anhaltendem Druck kann das Gewebe etwas Flüssigkeit durchlassen.

TECHNISCHE DATEN

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- IMPERMA bietet eine bisher unerreicht hohe Luftdurchlässigkeit und garantiert somit höheren Komfort für den Patienten oder Gast.
- IMPERMA-Schonbezüge sind auch eine Dekubitusprophylaxe, da der Patient oder Gast trocken liegt.
- IMPERMA-Schonbezüge können zum Abtöten von Bakterien bis zu einer Temperatur von 135°C autoklaviert werden.
- IMPERMA-Schonbezüge bestehen aus nur einem Material und sind dadurch für Allergiker besonders geeignet.
- IMPERMA-Schonbezüge sind flüssigkeits- und milbendicht.
- IMPERMA-Schonbezüge werden antibakteriell ausgerüstet.
- IMPERMA-Schonbezüge können leicht mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden – nur aufsprühen und abwischen. Eine Wäsche ist nicht nach jedem Gast nötig.
- Mit diesem hochatmungsaktiven Schutzbezug wird die Schimmelbildung auf oder in der Matratze verunmöglicht.
- IMPERMA ist sehr dünn, leicht und weich und deshalb für den Patienten/Gast unauffällig. Es benötigt beim Waschen wenig Platz und erreicht so eine zusätzliche Kostenersparnis, weil mehr Schonbezüge in die Waschtrommel passen.

VORTEILHAFT

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

- ? Wo werden diese beiden Produkte optimal eingesetzt?
 - ! IMPERMA ist optimal für den Spital-/Heimbereich, IMPERMA soft ideal für Hotels und Haushalt.
- ? Mit welchem Einsprung ist nach der Wäsche zu rechnen?
 - ! Mit ca. 3%. Diese wurden jedoch im Zuschnitt bereits berücksichtigt.
- ? Was heisst «hochgradig» atmungsaktiv?
 - ! Die IMPERMA-Stoffe sind etwa 10-mal luftdurchlässiger als handelsübliche, beschichtete Stoffe.
- ? Kann IMPERMA auch als Meterware bezogen werden?
 - ! Ja. Beide Qualitäten sind in 148cm und 170cm Breite (Spezialanfertigung ab 1500 Laufmeter) lieferbar. Liefertermine auf Anfrage.
- ? Ist IMPERMA auch in Farbe lieferbar?
 - ! Ja. Allerdings nicht ab Lager. Liefermöglichkeiten auf Anfrage.
- ? Dürfen Entwässerungspresen eingesetzt werden?
 - ! Nein. Dabei könnte das Gewebe aufgrund seiner Dichtigkeit reißen.

FRAGEN und ANTWORTEN



R. Weber GmbH

Postfach · 7260 Davos Dorf · Tel. 081 416 75 77 · Fax 081 420 17 78 · info@cavallino-davos.ch